

## **SC Aktapa Ortopedica SRL**

*[www.aktapaortopedica.ro](http://www.aktapaortopedica.ro)*

### **Aktiv-Kork**

**Materialul pÄfrÅ£ii superioare:**

**EXTRAFOAM**

**3 mm perforat, ShA:35**

**PlantÄf longitudinalÄf:**

**Presat lat**

**Material Å©ntÄfritor:**

-

**Material susÄinÄftor:**

**KORFAN**

**6 mm ShA:55**

**Materialul pÄfrÅ£ii inferioare:**

**KORFAN**

**6 mm ShA:55**