

## SC Aktapa Ortopedica SRL

[www.aktapaortopedica.ro](http://www.aktapaortopedica.ro)

## Budapest

Materialul pÄfrÅ£ii superioare:

**EXTRAFOAM**

3 mm perforat, ShA:35

PlantÄf longitudinalÄf:

Pelotte din plastic moale

Material ÄntÄfritor:

**THERMOWEISS**

1,2 mm (alb)

Material susÄ£inÄftor:

**MEDIAPOR**

7 mm ShA:35

Materialul pÄfrÅ£ii inferioare:

**MEDIAPOR**

7 mm ShA:35