

## **SC Aktapa Ortopedica SRL**

*[www.aktapaortopedica.ro](http://www.aktapaortopedica.ro)*

## **Budapest**

**Materialul pÄfrÅ£ii superioare:**

**EXTRAFOAM**

**3 mm perforat, ShA:35**

**PlantÄf longitudinalÄf:**

**Pelotte din plastic moale**

**Material ÄntÄfritor:**

**THERMOWEISS**

**1,2 mm (alb)**

**Material susÄ£inÄftor:**

**MEDIAPOR**

**7 mm ShA:35**

**Materialul pÄfrÅ£ii inferioare:**

**MEDIAPOR**

**7 mm ShA:35**