

## SC Aktapa Ortopedica SRL

[www.aktapaortopedica.ro](http://www.aktapaortopedica.ro)

## Diab-Medical

**Materialul pÄfrÅ£ii superioare:**

PPT 3,2 mm

+ DIASOFT 3 mm

PlantÄf longitudinalÄf:

-

**Material ÄntÄfritor:**

THERMOWEISS

1,2 mm (alb)

**Material susÄinÄftor:**

MEDIAPOR

7 mm ShA:35

**Materialul pÄfrÅ£ii inferioare:**

MEDIAPOR

7 mm ShA:35