

## **SC Aktapa Ortopedica SRL**

*www.aktapaortopedica.ro*

## **Diab-Medical**

**Materialul pÄfrÅ£ii superioare:**

**PPT 3,2 mm**

**+ DIASOFT 3 mm**

**PlantÄf longitudinalÄf:**

-

**Material ÄntÄfritor:**

**THERMOWEISS**

**1,2 mm (alb)**

**Material susÄ£inÄftor:**

**MEDIAPOR**

**7 mm ShA:35**

**Materialul pÄfrÅ£ii inferioare:**

**MEDIAPOR**

**7 mm ShA:35**